

Hårprøvetaking til DNA-basert slektskapsanalyse på storfe: en veiledning

1. Finn frem til enden på halen.



2. Ta en tjafs med ca 60 hårstrå rundt 5 cm fra enden på halen.



3. Snurr hårtjafsken rundt pekefingeren.



4. Dra slik at tjafsken løsner fra halen.



5. Slik bør den se ut.



6. Hårrøttene må være med, ellers må prøven tas på nytt.



7. Hårprøven bindes som en pen, jevn bunt med maskeringstape ca 1-2 cm fra hårrot-enden. Merk prøven med både gårdsnummer og dyrenummer. Fjern evt. skitt og avføring. Den lange enden uten hårrøtter kan klippes og kastes.



8. Legg prøvene i en papirkonvolutt og send til:

TYR
c/o Biobank AS
Biohuset
Holsetgate 22
2317 Hamar

NB! Innleverte prøver som ikke er i samsvar med disse instruksene vil koste mer å få analysert.